

**Colorante amarillo huevo E102/E110**

<b>CÓDIGO ARTÍCULO:</b> 6010	<b>LOTE:</b> HG748/43
<b>FECHA ANÁLISIS:</b> 12/09/2019	<b>ANÁLISIS:</b>
<b>FECHA CADUCIDAD:</b> 01/09/2024	
<b>CAS:</b> [1934-21-0]	
<b>CONSERVACIÓN:</b> Conservar en contenedores bien cerrados en lugar fresco y seco.	

ENSAYOS	RESULTADOS	UD	MIN	MAX	MÉTODO
ASPECTO	POLVO				Normas del fabricante*
COLOR	NARANJA				Normas del fabricante*
IDENTIFICACION POR IR	CONFORME.				Normas del fabricante*
ARSENICO	<3,0 ppm			3	Normas del fabricante
MERCURIO	<1,0 ppm			1	Normas del fabricante
PLOMO	<2 ppm			2	Normas del fabricante
CADMIO	<1,0 ppm			1	Normas del fabricante
ABSORBANCIA 444nm	0,546 .		0,494	0,58	Normas del fabricante
ABSORBANCIA 485/444nm	0,708 .		0,658	0,773	Normas del fabricante
<b>C.MICROBIOLOGICO</b>					
AEROBIOS TOTALES	<1000 UFC/G			1000	Normas del fabricante
MOHOS	<100 UFC/G			100	Normas del fabricante
LEVADURAS	<100 UFC/G			100	Normas del fabricante
SALMONELLA	AUSENCIA/25g				Normas del fabricante
LOTE CORRECTO	SI				Normas del fabricante
TOMA DE MUESTRA	SI RECOGEMOS				Normas del fabricante
ADITIVO	E-102, E-110				Normas del fabricante

Los datos expresados en este certificado de análisis, reproducen los facilitados por nuestro proveedor y/o los obtenidos en nuestro laboratorio de control, sin que en ningún caso eximan de los controles exigidos en cada sector. Las pruebas marcadas con (\*) son verificadas en Guinama.